

SYMBOLES les plus couramment rencontrés sur les dispositifs et leurs emballages

MD

Dispositif médical

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Fabricant légal



Date de fabrication



Pays de fabrication




Stérile



Mandataire dans l'UE



Importateur



Distributeur



Non stérile



N° de série



N° de référence



N° de lot



N° de modèle

INFORMATIONS SPECIFIQUES



Identifiant unique du dispositif



Nom du patient
(si applicable)



Centre hospitalier ou nom
du médecin pouvant
informer le patient

IVD

Dispositif médical de diagnostic in vitro

STOCKAGE



Fragile, à manipuler
avec soin



Conserver à l'abri de
la lumière du soleil



Garder au sec



Limites d'humidité



Seuil de température
minimum, maximum
Limite de température



Mise en garde

BONNE UTILISATION



Consulter les instructions
pour utilisation



Site internet
d'informations pour
le patient



Ne pas restériliser



Ne pas réutiliser



Date limite d'utilisation



Ne pas utiliser si
l'emballage est
endommagé